

2020 年 1 月

お客様各位



「精密限外濾過フィルターCF-609N」 キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、「精密限外濾過フィルターCF-609N」のキャップ仕様の変更を行います。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更箇所

これまでフラッシングポート部に接続していたシリコンキャップとピンバンドを
ポリエチレンのキャップに変更し、シリコンキャップとピンバンドを別包装に致します。
シリコンキャップとピンバンドは従来の箱に同梱されていないためご注意ください。

現行	変更後	別包装の シリコンキャップとピンバンド
		

注) シリコンキャップとピンバンドはガンマ線照射されています。
また、担当営業より別途納品させていただきますので必要数をご用命ください。

対象製品

精密限外濾過フィルターCF-609N

変更時期

19K04 以降のロットからになります。
変更時期は改めて担当営業よりご連絡致します。

以上