

「ニプロ閉鎖式吸引カテーテル」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ閉鎖式吸引カテーテル」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

対象品番

商品コード	商品名	JANコード	変更時期
51-139	ハイサンキキュウイン VR-10(DE)24T	4987458511394	2024年5月
51-140	ハイサンキキュウイン VR-12(DE)24T	4987458511400	2024年5月
51-141	ハイサンキキュウイン VR-14(DE)24T	4987458511417	2024年5月
51-143	ハイサンキキュウイン VR-10(DE)24E	4987458511431	2024年5月
51-144	ハイサンキキュウイン VR-12(DE)24E	4987458511448	2024年5月
51-145	ハイサンキキュウイン VR-14(DE)24E	4987458511455	2024年5月
51-147	ハイサンキキュウイン VR-10(DE)72T	4987458511479	2024年5月
51-148	ハイサンキキュウイン VR-12(DE)72T	4987458511486	変更済み
51-149	ハイサンキキュウイン VR-14(DE)72T	4987458511493	2024年5月
51-151	ハイサンキキュウイン VR-10(DE)72E	4987458511516	2024年5月
51-152	ハイサンキキュウイン VR-12(DE)72E	4987458511523	変更済み
51-153	ハイサンキキュウイン VR-14(DE)72E	4987458511530	2024年5月

※51-148、51-152はすでに案内させていただいた通り変更済みです。

変更内容

吸引接続ポートのキャップを紛失防止のため「ヒンジ付キャップ」へ変更します。

変更前



変更後

